



DESCRIPCIÓN

Mascarilla quirúrgica Tipo IIR de un solo uso de dimensiones 175x95mm. Modelo HC-YY01. Fabricada con tela no tejida y tejido soplado por fusión. No estéril. Tiempo de uso recomendado: 4 horas.

Producto sanitario que cumple con los requerimientos esenciales de la Directiva 93/42/EEC.

FINALIDAD

Evitar la transmisión de agentes infecciosos por parte de la persona que la lleva. Reduce el riesgo de propagación de agentes infecciosos, protege a quienes están a su alrededor, evitando la dispersión vírica al estornudar, toser o hablar. También evita el contacto con las salpicaduras de fluidos y/o sangre potencialmente contaminados.

EN14683:2019+AC:2019	Tipo I	Tipo II	Tipo IIR	HC-YY01
Eficacia de filtración bacteriana (BFE) (%)	>95	>98	>98	99,9
Respirabilidad: presión diferencial (Pa/cm ²)	<40	<40	<60	50,2
Presión de resistencia a las salpicaduras (kPa)	No requerido	No requerido	>16,0	>16,0
Limpieza microbiana (UFC/g)	<30	<30	<30	<30

INSTRUCCIONES

1. Lávese las manos antes de manipular la mascarilla.
2. Posicione la mascarilla en la cara a la altura de la nariz con la cara blanca hacía dentro y el ajuste nasal en la parte superior.
3. Sujete la mascarilla desde el exterior y pase las cintas alrededor de ambas orejas sin cruzarlas.
4. Ajuste el tamaño de la mascarilla tirando de la parte superior e inferior hasta que cubra la nariz, boca y barbilla. Ajuste la pinza nasal al puente de la nariz y compruebe que la mascarilla queda sellada sin molestias al respirar.

ATENCIÓN

- No lo utilice contra gases tóxicos, polvo tóxicos, etc..
- Inspeccione la mascarilla antes de usarla para asegurarse de que esté en buenas condiciones de funcionamiento.
- Deje de utilizarla si tiene alguna reacción alérgica después del uso.
- Este producto es una mascarilla desechable. Deséchela en el contenedor general o de rechazo.
- Almacene el producto en un ambiente con humedad relativa no superior al 80%, libre de gases corrosivos, bien ventilado y limpio.



ZHEJIANG HUACAN MEDICAL Co, LTD
Nº233 Sufu Road, Suxi Town, Yiwu,
Zhejiang, China



CMC Medical Devices & Drugs, SL
C/ Horacio Lengo, nº 18 CP 29006
Málaga. España.

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN EL ENVASE



Número de lote



Fecha de fabricación



Fecha recomendada de uso



No reutilizable



Mantener alejado de la luz solar



No lo use si el paquete está dañado



Mantener en lugar seco



Producto no estéril



No latex en su composición



Fabricante



Representante autorizado UE



IMPORTADO POR: **GLOBAL LONG HEALTH, SAU**
Avd. de la Industria, 21, nave 1 28947
Fuenlabrada. España.

Ver lote, fecha de fabricación y caducidad en el envase.